



# Jラブネクスト





## 優れた洗浄力

2段階切り替え式の洗浄  
骨に対しては高い圧力で洗浄  
軟部組織に対しては低い圧力で洗浄



髄腔チップ(4方向洗浄)  
髄腔の細い患者さんにも対応(8mm径)  
髄腔ブラシ(4方向洗浄)



## 3つの持ち方



## 簡便な着脱

チップの取り替えが容易(特許技術)  
グリップハンドルを採用、イリゲーションバックとの接続が容易

カタログ番号	製品名
J-LAV001	Jラブネクスト(標準チップ付)
J-LAV002	Jラブネクスト髄腔チップ
J-LAV003	Jラブネクスト髄腔ブラシ
J-LAV004	Jラブネクスト Yチューブ



Jラブネクスト(標準チップ付)

Jラブネクスト髄腔チップ



Jラブネクスト髄腔ブラシ



JラブネクストYチューブ